



Informationsblatt Inhalationstherapie mit Ventolin Hinweise zur Anwendung und Pflege

Wie inhaliere ich mit meinem Kind?

1. Vorbereitung

- Das Kind soll entweder gerade sitzen oder stehen. Babys kann man dafür auf den Schoß nehmen.
- Verbinden Sie die Vorschaltkammer mit der Maske wie im Bild.
- Schütteln Sie den Ventolin-Spray kräftig für 10 Sekunden.
- Entfernen Sie die Schutzkappe und stecken Sie den Spray auf das hintere Ende der Vorschaltkammer.



2. Maske anbringen

- Halten Sie die Maske sanft auf das Gesicht Ihres Kindes.
(Bei Masken mit einer Nasentrennwand, wird der kleine dreieckige Hohlraum über die Nase und der grosse Hohlraum über den Mund gelegt).
- Achten Sie darauf, dass Nase und Mund vollständig bedeckt sind.
- Die Maske sollte gut anliegen.

3. Spray auslösen und Atmen

- Drücken Sie den Spray einmal (einmal drücken = Ein Hub).
- Lassen Sie Ihr Kind mit der aufgesetzten Maske fünfmal ein- und ausatmen.
- Beobachten Sie das kleine Ventil am Mundstück der Vorschaltkammer. Anhand der Bewegungen des Ventils können Sie erkennen, ob die Maske dicht anliegt.
- Wenn mehrere Sprühstöße verordnet wurden, wiederholen Sie den Vorgang direkt hintereinander. Jeweils ein Sprühstoss, danach fünf ruhige Atemzüge.
- Zwischen den Sprühstößen sind keine Pausen nötig.

Zusatzinfos

- Ältere Kinder, die das Mundstück schon gut mit den Lippen abdichten können, sollten beim Inhalieren keine Maske mehr tragen, aber immer die Vorschaltkammer benutzen (siehe Bild rechts).
- Das Ventolin stoppt den Husten nicht! Nach der Inhalation kann der Husten sogar stärker sein, da durch die erweiterten Bronchien der Schleim besser abgehustet werden kann. Die Atmung sollte jedoch leichter fallen.
- Nebenwirkungen des Ventolins:
Unruhe, Zittern, beschleunigte Herzfrequenz und rote Wangen
(Jedoch alles nur vorübergehend und im Kindesalter harmlos!)





Reinigung der Vorschaltkammer und Maske

Die Vorschaltkammer und die Maske sollten 1x pro Woche oder bei Verschmutzung ausgewaschen werden.

1. Die Vorschaltkammer mit der Maske auseinandernehmen.
2. Alles per Hand mit lauwarmem Wasser und etwas flüssigem Geschirrspülmittel waschen.
3. Alle Teile gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen.
4. Alle Teile auf ein sauberes Tuch legen und lufttrocknen lassen.
5. Erst wieder zusammensetzen, wenn die Einzelteile vollständig getrocknet sind.

WICHTIG:

Der TipsHaler ist nicht hitzebeständig und darf Temperaturen über 70 °C nicht ausgesetzt werden. Bitte keinen Babyflaschen-Sterilisator verwenden!

Wie viel ist noch in meinem Ventolin-Spray drin?

In einem Ventolin Dosieraerosol sind immer 200 Hübe (Sprühdosen) vorhanden. Leider gibt es keine Anzeige, wann er leer ist. Der Füllstand kann mittels des Gewichts bestimmt werden. Durch das Wiegen der Patrone ohne Schutzgehäuse (siehe Foto) auf einer Küchenwaage, kann der Füllstand anhand der unterstehenden Tabelle abgelesen werden. Zur besseren Übersicht können die bereits verwendeten Sprühstöße in einem kleinen Protokoll festgehalten werden.

Gewicht	Dosen	
28g	200	100% voll
25g	150	$\frac{3}{4}$ voll
21g	100	Halb voll
18g	50	$\frac{1}{4}$ voll
15g	0	leer

